

オペレートナビTT3

標準セットファイル 簡易ガイド <第 3.0版>

目次

- ・このマニュアルについて
- ・セットファイルを選択する
- · A. 1スイッチスキャン
- ・B. 1スイッチスキャン(設定付き)
- ・C. 1スイッチスキャン(画面スキャン付き)
- ・D. 1スイッチスキャン(簡易版)
- ・E. 1スイッチスキャン手動
- ·F.1スイッチ50音入力
- ・G. 1スイッチピクチャ
- ・H. 2スイッチスキャン
- ・I. 2スイッチスキャン手動
- ・J. 5スイッチスキャン手動
- ·K. 5スイッチスキャン手動(画面スキャン付き)
- ・L. テンキー操作
- ・ユーザーキーボードー覧(※デスクトップUIのみ)
 - ∘ かな(/M/T)
 - ∘かな小(/M/T)
 - ◎ 英数(/M/T)
 - 。英数大(/M/T)
 - ∘記号(/M/T)
 - 。文字列選択(/M/T)
 - Win(/M/T)
 - ∘ ダイアログ(/M/T)
 - エクスプローラー(/M/T)
 - IE(/M/T)
 - Liveメール(/M/T)(※2-参照用キーボード)
 - ∘ Win10メール(/M/T)
 - MediaPlayer(/M/T)
 - 。電卓(/M/T)
 - ∘ マウス(/M)
 - かなH(簡易版)
 - 。英数H(簡易版)
 - 。英数大H(簡易版)
 - 。記号H(簡易版)
 - ∘ IE(簡易版)

- Liveメール(簡易版)(※2-参照用キーボード)
- 。Win10メール(簡易版)
- 。生活
- 。挨拶
- 。紹介
- 。50かな
- 。50カナ
- 。50かな2
- 。50カナ2
- 。 かぞく
- しゃしん
- 。ずけい
- どうぶつ
- オペレートナビ設定
- 。スイッチ機能設定
- キーボード編集
- キートップ設定
- 操作列設定
- 。複合操作列編集
- 。キー操作編集
- 。マウス操作編集
- 。キーボードグループ編集
- ・システムキーボード一覧 (※デスクトップUIのみ)
 - オペナビメニュー
 - 。キーボード切替(KB切替)
 - 。カレントウィンドウ操作
 - 。オペナビウィンドウ操作
 - アプリケーション起動(AP起動)
 - アプリケーション切替(AP切替)
 - [。]機能切替
 - 。設定変更
 - 。Windows終了
- ・システムキーボード一覧 (※モダンUIのみ)

。モダンキーボード

(※2-ご注意)オペレートナビTT3には、参照用キーボードとして、Windows Liveメール用の ユーザーキーボードが収録されていますが、Windows10ではWindows Liveメールはサポートされていませんので、Windows Liveメールでのご利用は動作保証外となります。あらかじめご了承ください。

このマニュアルについて

本書では、あらかじめ設定が用意されている"標準セットファイル"について簡単な説明をしていま す。オペレートナビの詳細な操作方法については『操作ガイド』でも説明していますので、合わせて 参照ください。

(メモ)

オペレートナビEX(Ver3.0)より設定方法が大きく変わりました。オペレートナビEX(Ver2.1)以前の バージョンからオペレートナビTT3をお使いになる場合は、設定ガイドなどを今一度熟読されること をお勧めします。

ご注意

- 1. マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- 2. マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなどお気づきのことがありましたら、当社へご連絡ください。
- 4. 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、3.項にか かわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 5. Windows Liveメールのご利用について

<u>ご注意</u>オペレートナビTT3には、参照用として、Windows Liveメール用のユーザーキー ボードが収録されていますが、Windows10ではWindows Liveメールはサポートされてい ませんので、Windows Liveメールでのご利用は動作保証外となります。あらかじめご了 承ください。

商標について

- ・Windows、Microsoft は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標または商標です。
- ・その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

セットファイルを選択する

セットファイル とは

オペレートナビはご利用の環境にあわせて、スイッチの数やスキャン方法、キーボードの大きさや 色、音声、マウスポインタの移動速度などを細かく設定できるようになっています。これらの設定値 を一つにまとめたものが「セットファイル」です。



▲「オペレートナビ設定」を起動すると、セットファイルの設定値が表示されます。

標準セットファイル一覧

セットファイルは自分で一から作ることもできますが、あらかじめ用意されているものからご利用形 態に近いものを選び、スキャン速度や操作方法、機能の有効化など調整設定していくこともできま す。

オペレートナビでは、以下の12種類の標準セットファイルを用意しています。

	標準セットファイル名	備考(『1スイッチスキャン』との違い)
A	1スイッチスキャン	
в	1スイッチスキャン(設定付き)	(*3)
С	1スイッチスキャン(画面スキャン付き)	(*4)
D	1スイッチスキャン(簡易版)	(*5)
Ε	1スイッチスキャン手動	手動スキャン (*1)
F	1スイッチ50音入力	(*6)
G	1スイッチピクチャ	(*7)
Н	2スイッチスキャン	2スイッチ

Ι	2スイッチスキャン手動	2スイッチ、手動スキャン (*1)
J	5スイッチスキャン手動	5スイッチ、手動スキャン (*2)
κ	5スイッチスキャン手動(画面スキャン付き)	5スイッチ、手動スキャン (*2)(*4)
L	テンキー操作	テンキー入力 (*2)

- (*1) キーボードが手動スキャン用(グループスキャンあり)となっています。
- (*2) キーボードが手動スキャン用(グループスキャンなし)となっています。
- (*3)「オペレートナビ設定」プログラム操作用キーボードを追加しています。
- (*4) 画面スキャン機能を有効化しています。画面スキャン機能とは、マウスエミュレーション機能の 一つで、スイッチの押下回数(または押下時間)によってマウスポインタ移動や左クリックなど行 えます。
- (*5) 簡略化したキーボード および 定型語句を使った意思伝達用キーボードが収録されています。
- (*6) ひらがな、カタカナだけで入力できるキーボードが収録されています。
- (*7) 絵および録音音声を使ったコミュニケーションエイド用キーボードが収録されています。

ノモ

- ・標準セットファイルを選択した後でも、スイッチ数などの設定変更を行なったり、キーボードを 他のセットファイルから取り込んだりできます。
- ・初期状態の標準セットファイルは、オペレートナビ設定のメニュー[ファイル]-[新規作成]-[標 準セットから作成]により、いつでも取り込みできます。
- ・オペレートナビEXやTT/TT2など旧バージョンでご使用になっていたセットファイルを取り込むこともできます。詳細はマニュアル『設定ガイド』を参照ください。

セットファイルを選択する

(ご注意)

オペレートナビTT3のインストール直後は『1スイッチスキャン』が「通常利用するセットファイル」となっています。他のセットファイルをご使用になりたい場合は、下記の手順を参考にして切り替え てください。

(1) デスクトップ上のアイコンをクリックして「オペレートナビ設定」プログラムを起動する

「通常利用するセットファイル」の内容が表示されます。

- ※ 初めて「オペレートナビ設定」プログラムを起動したときは、『1スイッチスキャン』のセット ファイルの内容が表示されています。
- (2) [ファイル]ー[ファイルを開く] の順にクリックする

「セットファイル」フォルダの一覧が表示されます。

間 2月1を開く - かいけたい	ite		
COC # Roam	ng • ttools • OpeNevi • TT • •	49 TTONE	P
登録 * 新しいフォン	19-		
■ デスタトップ ・	5.R	更新日時	88 4
1) 単近数形した様が、 ついちゃブラリ	■ 1スイッチが自入力 ■ 1スイッチスチャン ■ 1スイッチスチャン ■ 1スイッチスチャン ■ 1スイッチスチャン	2011/12/12 15:32 2011/12/12 15:33	2716286 2716286
 ■ F#ax>F ■ E977 ■ E77 ■ E77 	 シスペッチスキャン(開発の) シスペッチスキャン(開発の) シスイッチスキャン(開発の) シスイッチスキャン(開発の) シスイッチスキャン(開発の) シスイッチスキャン(開発の) シスイッチスキャン(開発の) 	2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33	ファイル フォル ファイル フォル ファイル フォル ファイル フォル ファイル フォル
● コンピューター ▲ ローカルディス	 ネスイッテスキャン学動 ネスイッチスキャン学動 ネスイッチスキャン学動 ネスイッチスキャン学動 ネスイッチスキャン学動(画面スキャン 	2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33 2011/12/12 15:33	7742742 7742742 7942742 7942742
27	11.800	 (20-72-283872) M<(0) 	* (*.ape) * (*タンセル

(3) ご利用になるセットファイルフォルダを開き、中にある "(セットファイル名).ope" ファイルを選 択して開く

選択したセットファイルの設定内容が画面に表示されます。

(4) [ファイル]-[通常利用するセットファイルに設定] をクリックする

次回のオペレートナビの起動時に、選択されたセットファイルの設定内容が反映されます。

A. 1スイッチスキャン

(概要)

1スイッチ、自動スキャン用のセットファイルです。

オペレートナビTT3のインストール直後に、 "通常利用するセットファイル"として初期設定されています。

A-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スキャン キーボードの先頭から自動スキャン開始 停止時 (*1)		オペナビメニューを開く (*3)
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)	オペナビメニューを開く (*4)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを3回以上押した場合は、何も動作しません。

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

A-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かな	かな小
英数	英数大
記号	文字列選択
Win	ダイアログ
エクスプローラー	IE
エクスプローラー Liveメール(※参照用)	IE Win10メール
エクスプローラー Liveメール(※参照用) MediaPlayer	IE Win10メール 電卓

A-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



A-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

B. 1スイッチスキャン(設定付き)

〔概要〕

『1スイッチスキャン』に、「オペレートナビ設定」プログラム操作用キーボードを追加しています。

B-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スキャン キーボードの先頭から自動スキャン開始 停止時 (*1)		オペナビメニューを開く (*3)
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)	オペナビメニューを開く (*4)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを3回以上押した場合は、何も動作しません。

ノモ

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

B-2. オンスクリーンキーボード

B-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)



B-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



B-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

C. 1スイッチスキャン(画面スキャン付き)

〔概要〕

『1スイッチスキャン』に、画面スキャン機能を有効化しています。

(メモ) 画面スキャン機能とは

オペレートナビのマウスエミュレーション機能の一つ。

オンスクリーンキーボードを使わずに、スイッチの押下回数によってマウスポインタ移動や左クリックなど行えます。

C-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)
画面スキャンを利用する	オン

(2) スイッチを押した時の動作《キーボードスキャン・モード》

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スキャン 停止時	キーボードの先頭から自動スキャン開始 (*1)	オペナビメニューを開く (*3)
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)	オペナビメニューを開く (*4)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを3回以上押した場合は、何も動作しません。

ノモ

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

(メモ) キーボードスキャン → 画面スキャンモードへの切り替え方法

[(オペナビ)メニュー] → [機能切替] → スイッチ操作の[画面スキャン] を選択

(3) スイッチを押した時の動作《画面スキャン・モード》

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合	スイッチ3回押しの場合
ポインタ	マウスポインタ移動開始	左クリック (*4)	キーボードスキャン切替
停止時	(*1)		(*5)
ポインタ	マウスポインタ方向変換	マウスポインタ移動停止	_
動作時	(*2)	(*3)	

- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを押すと、マウス方向インジケーター(▲)が時計回りに回転します。目的の方角でスイッチを押すと、マウスポインタが移動を始めます。(*1)
- ・マウスポインタ移動中にスイッチを1回押すと、再びマウス方向インジケーター(▲)が現れま す。(*2)
- ・マウスポインタ移動中にスイッチを2回押すと、マウスポインタが停止します。(*3)
- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを2回押すと、左クリックとなります。(*4)
- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを3回押すと、キーボードスキャン・モードに戻ります。 (*5)

C-2. オンスクリーンキーボード

C-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かな	かな小
英数	英数大
記号	文字列選択
Win	ダイアログ
エクスプローラー	IE
Liveメール(※参照用)	Win10メール
MediaPlayer	電卓

C-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)

オペナビメニュー	キーボード切替



C-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

モダンキーボード

(ご注意事項)

モダンUIでは、画面スキャン機能はご利用になれません。

D. 1スイッチスキャン(簡易版)

〔概要〕

『1スイッチスキャン』より簡単なキーボードでご利用できます。また、定型語句をあらかじめ登録した意思伝達用キーボードも用意しています。

D-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合	
スキャン 停止時	キーボードの先頭から自動スキャン開始 (*1)	オペナビメニューを開く (*3)	
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)	オペナビメニューを開く (*4)	

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを3回以上押した場合は、何も動作しません。

ノモ

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

D-2. オンスクリーンキーボード

D-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かなH(簡易版)	英数H(簡易版)
英数大H(簡易版)	記号H(簡易版)
IE(簡易版)	Liveメール(簡易版)(※参照用)
Win10メール(簡易版)	生活
挨拶	紹介

D-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



D-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

モダンキーボード

(メモ)

この標準セットファイルでは、スイッチ操作でモダンUI画面になることはありませんが、介助者が Windows キー押下によりスタート画面などへ切り替えた時は、オペレートナビTT3も自動的に「モ ダンキーボード」キーボードが表示されます。

E. 1スイッチスキャン手動

〔概要〕

手動スキャン用のセットファイルです。スイッチ1回押すごとにスキャンカーソルが移動し、2回押す と選択実行されます。

E-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	手動スキャン
画面スキャンを利用する	オン

(2) スイッチを押した時の動作《キーボードスキャン・モード》

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合	スイッチ3回押しの場合
スキャン 停止時	キーボードの先頭から手動 スキャン開始 (*1)	選択実行 (*3)	オペナビメニューを開く (*4)
スキャン 動作時	次のグループ/キーへ移動 (*2)	選択実行→スキャン停止 (*3)	オペナビメニューを開く (*5)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭のグループ(またはキー)へス キャンカーソルが移動します。(*1)
- ・さらにスイッチを1回押すと、次のキーグループ(またはキー)へスキャンカーソルが移動します。(*2)
- ・スイッチを2回押すと、そのキーグループ(またはキー)が選択されます。(*3)
 キーグループを選択した場合は、その中で手動スキャンを続行します。
 キーを選択実行した場合は、手動スキャン停止状態に変わります。
- ・スイッチを3回押すと、オペナビメニューが開きます。(*4)(*5)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[キーボードの先頭からスキャン再開] などのキーもメニューに表示されます。(*5)
- ・スイッチを4回以上押した場合は、何も動作しません。

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

(3) スイッチを押した時の動作《画面スキャン・モード》

スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合	スイッチ3回押しの場合

ポインタ	マウスポインタ移動開始	左クリック (*4)	キーボードスキャン切替
停止時	(*1)		(*5)
ポインタ	マウスポインタ方向変換	マウスポインタ移動停止	_
動作時	(*2)	(*3)	

- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを押すと、マウス方向インジケーター(▲)が時計回りに回転します。目的の方角でスイッチを押すと、マウスポインタが移動を始めます。(*1)
- ・マウスポインタ移動中にスイッチを1回押すと、再びマウス方向インジケーター(▲)が現れま す。(*2)
- ・マウスポインタ移動中にスイッチを2回押すと、マウスポインタが停止します。(*3)
- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを2回押すと、左クリックとなります。(*4)
- ・マウスポインタ停止状態でスイッチを3回押すと、キーボードスキャン・モードに戻ります。 (*5)

E-2. オンスクリーンキーボード

E-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かなM	かな小M
英数M	英数大M
記号M	文字列選択M
WinM	ダイアログM
エクスプローラーM	IEM
LiveメールM(※参照用)	Win10メールM
MediaPlayerM	電卓M
マウスM	

(メモ)

セットファイル『1スイッチスキャン』に収録されているユーザーキーボードと同じですが、矢印キーの連続入力や繰り返し設定が省略されています。また、各キーグループに[▲](先頭グループに戻る)キーが追加されています。

E-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)

オペナビメニュー キーボード切替



F. 1スイッチ50音入力

(概要)

漢字変換を行わずに、ひらがな、カタカナだけで入力できるセットファイルです。

A-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合
スキャン 停止時	キーボードの先頭から自動スキャン開始 (*1)
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回以上押した場合は、何も動作しません。

F-2. オンスクリーンキーボード

F-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

50かな	50カナ
50かな2	50カナ2

F-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)

(メモ)

この標準セットファイルでは、オペナビメニュー表示はありません。

F-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

モダンキーボード	
----------	--

(メモ)

この標準セットファイルでは、スイッチ操作でモダンUI画面になることはありませんが、介助者が Windows キー押下によりスタート画面などへ切り替えた時は、オペレートナビTT3も自動的に「モ ダンキーボード」キーボードが表示されます。

G. 1スイッチピクチャ

(概要)

絵および録音音声を使ったコミュニケーションエイド用キーボードが収録されています。

G-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	1
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スキャン 停止時	キーボードの先頭から自動スキャン開始 (*1)	オペナビメニューを開く (*3)
スキャン 動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)	オペナビメニューを開く (*4)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチを押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチを押すと、キーが 実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチを2回押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを3回以上押した場合は、何も動作しません。

G-2. オンスクリーンキーボード

G-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かぞく	しゃしん
ずけい	どうぶつ

G-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



(メモ)

ユーザーキーボードには[メニュー]キーなどがないため、スイッチ2回押しでオペナビメニューを表示させてください。

G-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

モダンキーボード

(メモ)

この標準セットファイルでは、スイッチ操作でモダンUI画面になることはありませんが、介助者が Windows]キー押下によりスタート画面などへ切り替えた時は、オペレートナビTT3も自動的に「モ ダンキーボード」キーボードが表示されます。

H. 2スイッチスキャン

(概要)

2つのスイッチを使い、1番のスイッチで自動スキャンおよび選択実行を、2番のスイッチでオペナ ビメニューを開くことができます。

H-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	2
自動/手動スキャン	自動スキャン
スキャン速度	1.5(秒)
スキャン最大反復回数	2(回)

(2) スイッチを押した時の動作

		スイッチ1回押しの場合
フノッチ[1]	スキャン停止時	キーボードの先頭から自動スキャン開始 (*1)
	スキャン動作時	選択実行→スキャン開始 (*2)
フノッチ「の」	スキャン停止時	オペナビメニューを開く(*3)
スイッナ[2] スキャン動作時		オペナビメニューを開く(*4)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチ[1]を押すと、キーボード先頭から自動スキャンを開始しま す。(*1)
- ・目的のキー(またはキーグループ)にスキャンカーソルが来た時にスイッチ[1]を押すと、キー が実行され、その後にスキャンを再開します。(*2)
- ・スイッチ[2]を押した場合は、オペナビメニューが開きます。(*3)(*4)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[スキャン方向反転]などのキーもメ ニューに表示されます。(*4)
- ・スイッチを2回以上押した場合は、何も動作しません。

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

H-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かな	かな小
英数	英数大
記号	文字列選択
Win	ダイアログ
エクスプローラー	IE
エクスプローラー Liveメール(※参照用)	IE Win10メール
エクスプローラー Liveメール(※参照用) MediaPlayer	IE Win10メール 電卓

H-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



H-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

I. 2スイッチスキャン手動

(概要)

2つのスイッチを使い、1番のスイッチで^{*}手動スキャンカーソル移動^{*}を、2番のスイッチで^{*}選択実 行^{*}を行えます。

I-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	2
自動/手動スキャン	手動スキャン

(2) スイッチを押した時の動作

		スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スイッチ	スキャン 停止時	キーボードの先頭から手動スキャン 開始 (*1)	_
[1]	スキャン 動作時	次のグループ/キーへ移動 (*2)	_
スイッチ	スキャン 停止時	選択実行 (*3)	オペナビメニューを開く (*4)
[2]	スキャン 動作時	選択実行→スキャン停止 (*3)	オペナビメニューを開く (*5)

- ・スキャン停止状態の時にスイッチ[1]を押すと、キーボード先頭のグループ(またはキー)へス キャンカーソルが移動します。(*1)
- ・さらにスイッチ[1]を押すと、次のキーグループ(またはキー)へスキャンカーソルが移動しま す。(*2)
- ・スイッチ[2]を押すと、そのキーグループ(またはキー)が選択されます。(*3) キーグループを選択した場合は、その中で手動スキャンを続行します。 キーを選択実行した場合は、手動スキャン停止状態に変わります。
- ・スイッチ[2]を2回押すと、オペナビメニューが開きます。(*4)(*5)
- ・スキャン動作中にオペナビメニューを開いた場合は、[キーボードの先頭からスキャン再開] などのキーもメニューに表示されます。(*5)

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

I-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かなM	かな小M
英数M	英数大M
記号M	文字列選択M
WinM	ダイアログM
エクスプローラーM	IEM
LiveメールM(※参照用)	Win10メールM
MediaPlayerM	電卓M
マウスM	

(メモ)

セットファイル『1スイッチスキャン』に収録されているユーザーキーボードと同じですが、矢印キーの連続入力や繰り返し設定が省略されています。また、各キーグループに[▲](先頭グループに戻る)キーが追加されています。

I-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



A-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

J. 5スイッチスキャン手動

(概要)

5つのスイッチを使い、2~5番のスイッチで["]上下左右にスキャンカーソル移動"を、1番のスイッ チで"選択実行"を行えます。

J-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	5
自動/手動スキャン	手動スキャン

(2) スイッチを押した時の動作

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スイッチ[1]	選択実行 (*2)	オペナビメニューを開く (*3)
スイッチ[2]	左カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[3]	右カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[4]	上カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[5]	下カーソル移動 (*1)	_

・スイッチ[2](/[3]/[4]/[5])を押すと、左(/右/上/下)へ1つスキャンカーソルが移動します。(*1)

・スイッチ[1]を押すと、そのキーを選択実行します。(*2)

・スイッチ[1]を2回押すと、オペナビメニューが開きます。(*3)

メモ

『1スイッチスキャン手動』『2スイッチスキャン手動』とは異なり、グループスキャンはありません。 オペナビメニューも「キーボード先頭からスキャン再開」などのスキャン動作時メニューはありません。 ん。

ノモ

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

J-2. オンスクリーンキーボード

J-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)



(メモ)

セットファイル『1スイッチスキャン』に収録されているユーザーキーボードと同じですが、矢印キーの連続入力や繰り返し設定が省略されています。

J-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



J-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)



(概要)

『5スイッチスキャン手動』に、画面スキャン機能を有効化しています。

(メモ) 画面スキャン機能とは

オペレートナビのマウスエミュレーション機能の一つ。 オンスクリーンキーボードを使わずに、スイッチの押下回数によってマウスポインタ移動や左クリッ クなど行えます。

K-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ数	5
自動/手動スキャン	手動スキャン
画面スキャンを利用する	オン

(2) スイッチを押した時の動作《キーボードスキャン・モード》

	スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合
スイッチ[1]	選択実行 (*2)	オペナビメニューを開く (*3)
スイッチ[2]	左カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[3]	右カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[4]	上カーソル移動 (*1)	_
スイッチ[5]	下カーソル移動 (*1)	_

・スイッチ[2](/[3]/[4]/[5])を押すと、左(/右/上/下)へ1つスキャンカーソルが移動します。(*1)

・スイッチ[1]を押すと、そのキーを選択実行します。(*2)

・スイッチ[1]を2回押すと、オペナビメニューが開きます。(*3)

(メモ)

『1スイッチスキャン手動』『2スイッチスキャン手動』とは異なり、グループスキャンはありません。 オペナビメニューも「キーボード先頭からスキャン再開」などのスキャン動作時メニューはありません。 ん。

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

(メモ) キーボードスキャン → 画面スキャンモードへの切り替え方法

[(オペナビ)メニュー] → [機能切替] → スイッチ操作の[画面スキャン] を選択

(3)	スイ	ッチを押し	、た時の動作	《画面スキ	・ヤン	・・モード》	>
-----	----	-------	--------	-------	-----	---------------	---

		スイッチ1回押しの場合	スイッチ2回押しの場合	スイッチ3回押しの場合
スイッチ	停止時	左クリック (*1)	左プレス/リリース (*2)	キーボードスキャン切替 (*5)
	移動時	移動停止→リリース (*4)	_	—
スイッチ	停止時	左方向へ移動開始 (*3)		
[2]	移動時	左方向へ方向変更 (*3)	—	_
スイッチ [3]	停止時	右方向へ移動開始 (*3)		
	移動時	右方向へ方向変更 (*3)		_
スイッチ	停止時	上方向へ移動開始 (*3)		
[4]	移動時	上方向へ方向変更 (*3)		_
スイッチ [5]	停止時	下方向へ移動開始 (*3)		
	移動時	下方向へ方向変更 (*3)		_

・マウスポインタ停止状態でスイッチ[1]を押すと、左クリックになります。(*1)

- ・マウスポインタ停止状態でスイッチ[1]を2回押すと、左ボタンプレス状態になります。プレス 解除を行いたい場合は再度2回押してください。(*2)
- ・スイッチ[2](/[3]/[4]/[5])を押すと、左(/右/上/下)へマウスポインタが移動します。 左ボタン プレス状態の時はドラッグになります。 (*3)
- ・マウスポインタ移動中にスイッチ[1]を押すと、移動停止します。ドラッグの時は左ボタンプレ ス解除も行います。(*4)
- ・マウスポインタ停止状態でスイッチ[1]を3回押すと、キーボードスキャン・モードに戻ります。 (*5)

K-2. オンスクリーンキーボード

K-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かなT	かな小T
英数T	英数大T
記号T	文字列選択T
WinT	ダイアログT



ノモ

セットファイル『1スイッチスキャン』に収録されているユーザーキーボードと同じですが、矢印キーの連続入力や繰り返し設定が省略されています。

K-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



K-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

L. テンキー操作

(概要)

テンキーを使って、オンスクリーンキーボードを操作したり、マウス操作を行なったりできます。

L-1. 入力方法

(1) 主な入力設定内容

スイッチ入力を利用する	オフ
テンキー入力を利用する	オン

<u>ご注意</u> NumLock(ニューメリックロック)キーをオンにしてお使いください NumLock LEDが点灯していない場合は、キーボードまたはテンキーパッドのNumLock]キーを押し てください。

(2)「キーボード操作モード」と「マウスエミュレータモード」

「キーボード操作モード」

オンスクリーンキーボード上を、テンキーで上下左右に手動スキャンしたり選択実行したりします。

「マウスエミュレータモード」

テンキーで上下左右にマウスポインタを動かしたり、クリックなどの操作をしたりします。

2つのテンキー操作モードは、テンキーの0キーを押して切り替えながら使用できます。

キーボード操作モード	$\stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow}$	マウスエミュレータモード
	0 :	+—

(3) テンキー操作方法《キーボード操作モード》

操作内容	使用するキー
キーボード上のカーソルを移動する	
カーソルをキーボードの左上に戻す	[Enter]キー

選択したキーの機能を実行する	5+-
ヘルプ表示する	⑦キー もう一度 ⑦キーを押すと、表示が消えます。
操作モードを切り替える	0+-
オペナビメニューを表示する	++-

(メモ)

オペナビメニューは、キーボードの[メニュー]キーを選択して開くこともできます。

〔ご注意〕

モダンUIでは、456キーのみとなります。

(4) テンキー操作方法《マウスエミュレータモード》

操作内容	使用するキー
マウスポインタを移動する	「「」」 「」 「」 「 「 「 「 3 9 4 6 1 2 3 + - 各 キーを 押し 続けると、 途中から 移動 速度が 速くなり ま す 。
左クリックをする	5+-
左ダブルクリックをする	Enter +-
右クリックをする	*+-
ドラッグをする (左プレス/リリース)	 キー ※一度押すと、マウスボタンを押した(プレス)状態になり ます。この状態で、ドラッグしたい範囲の終点に向かっ てマウスポインタを移動します。範囲を選択できたら、 もう一度キーを押して、プレス解除(リリース)しま す。
マウスポインタの移動速度を速くする	++-
マウスポインタの移動速度を遅くする	-+-
ヘルプ表示する	⑦キー もう一度 ⑦キーを押すと、表示が消えます。
操作モードを切り替える	0+-

(ご注意)

モダンUIでは、マウスエミュレータモードはご利用になれません。

L-2. オンスクリーンキーボード

L-2-1. ユーザーキーボード (デスクトップUIのみ)

かなT	かな小T
英数T	英数大T
記号T	文字列選択T
WinT	ダイアログT
エクスプローラーT	IET
LiveメールT(※参照用)	Win10メールT
MediaPlayerT	電卓T

(メモ)

セットファイル『1スイッチスキャン』に収録されているユーザーキーボードと同じですが、矢印キーの連続入力や繰り返し設定が省略されています。

L-2-2. システムキーボード (デスクトップUIのみ)



L-2-3. システムキーボード (モダンUIのみ)

ユーザーキーボード 一覧

(メモ)

「かなM」「英数T」など "M"や"T"が付くものは、手動スキャンやテンキー操作用のキーボードです。

自動スキャン用のキーボードとの違いは、連続入力や繰り返し設定が省略されています。また、"M"が付くものは「先頭グループに戻る」キーが追加されています。

- ご注意〕従来のオペレートナビに収録されていた「Media Center」「ソリティア」「マインスイー パー」などのキーボードは、Windows 8よりアプリケーションが標準搭載されていないため、 オペレートナビTT3では用意していません。
- ご注意 Windows 8より、エクスプローラーのリボンUI、スタート画面の採用およびスタートメニューの廃止 等により、「エクスプローラー」「Win」などいくつかのキーボードが従来のオペレートナビと異なります。
「かな」キーボード

[かな] オペレートナビ ×					
IME	Spc 🖌	SpcR	Ent 🧹	無変換	
F 6	F 7 🖌	F 8 🖌	F 9	F10	
→	+			範囲選	
Shift	Del 🖌	BS 🧹	Esc	Tab 🖌	
あ	5	Ĵ	え	お	
か	き	<	け	2	
さ	し	す	せ	そ	
た	ち	7	τ	と	
な	(C	ぬ	ね	の	
は	V	<i>ي</i> کار	\wedge	ほ	
ま	み	む	め	も	
さ	Þ	ት		۰	
5	り	る	n	ろ	
わ	を	ん			
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0 🖌	
,		?	1		
()	Г	J		
開く	名前を作	上書き代	印刷	終了	
コピー切り取り貼り付け全選択元に戻す					
Ent/OFEsc/キーはい(Y)いいえ(M					
保存す	る(S)	保存した	よい(N)		
読み上に	開始	停止	再開		
X=1-	KB切替	AP起動	AP切替	戻る	

キートップ	キー操作列	操作内容
IME	Alt+半/全	IMEのオン/オフ
Spc	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など
SpcR	Space(repeat)	スペース入力 / 文字変換/次候補 など
Ent	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど
無変換	無変換	半角/全角変換
F6	F6	かな変換
F7	F7	全角力ナ変換
F8	F8	半角力ナ変換
F9	F9	全角英数変換
F10	F10	

		半角英数変換 / メニューバーにフォーカス 移動 など
→ \$ ++ \$	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動
範囲選択	(キーボード切替)	「文字列選択」キーボードに切り替える
Shift	(キーボード切替)	「かな小」キーボードに切り替える
Del	Del	文字削除 など
BS	BackSpace	カーソル直前の文字削除 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動
開く	Ctrl+O	ファイルを開く
名前を付けて保存	Alt ;f ;a	ファイルに名前を付けて保存
上書き保存	Ctrl+S	ファイルを上書き保存
印刷	Ctrl+P; Enter	印刷実行
終了	Alt+F4	終了
コピー	Ctrl+C	コピー
切り取り	Ctrl+X	切り取り
貼り付け	Ctrl+V	貼り付け
全選択	Ctrl+A	すべて選択
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
(はい(Y)	Υ	[はい(Y)]ボタンに応答
いいえ(N)	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答
保存する(S)	S	[保存する(S)]ボタンに応答
保存しない(N)	S	[保存しない(N)]ボタンに応答
読み上げ	(読み上げ)	全文を読み上げ開始
開始	(読み上げ)	先頭から読み上げ再開
停止	(読み上げ)	読み上げ停止
再開	(読み上げ)	中断位置から読み上げ再開

(メモ)

・Microsoft IMEの入力方式は初期設定の"ローマ字入力"のままにしてお使いください。かな 入力モードに変更されますと、意図しない文字入力となってしまいます。

※ IMEの詳細な操作方法については、各製品のヘルプなどをご覧ください。

かな小文字入力用のキーボードです。

	×			
	Spc	SpcR	Ent	
F 6	F 7	F 8	F 9	F10
	\	(1	
戻る	Del	BS	Esc	Tab 🖌
あ	⁽⁾	Ĵ	え	க்
С	や	ø	ፈ	

キートップ	キー操作列	操作内容
Spc	Shift+Space	スペース入力 / 文字変換/前候補 / (ボタ ンなどの)決定 など
SpcR	Shift+Space(repeat)	スペース入力 / 文字変換/前候補 など
Ent	Shift+Enter	改行 / (ボタンなどの)決定 など
F6	Shift+F6	
F7	Shift+F7	(WordやExcelなど一部アプリケーションで
F8	Shift+F8	の)ショートカットキー
F9	Shift+F9	
F10	Shift+F10	Applicationキーによるコンテキストメニュー 表示
	Shift+ \rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$) (repeat)	右(下/左/上)へ選択カーソル移動
戻る	(キーボード切替)	前のキーボードに戻る
Del	Shift+Del	前の文字削除 など
BS	Shift+BackSpace	前の文字削除 など
Esc	Shift+Esc	キャンセル など
Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動

英数字の文字入力用キーボードです。

また、[F10]や[Ctrl(ロック)]キーなどを利用すると、あらゆるアプリケーション操作にも使えます。

下 列 [英	数] オペレー	トナビ		×		数大] オペレ	ートナビ		×
IME	Spc	SpcR	Ent 🧹	無変換	IME	Spc	SpcR	Ent 🧹	無変換
F6	F7	F8	F9	F10	F6	F7	F8	F9	F10
+	ŧ		1		+	+		1	
大文字	Del	BS	Win		小文字	Del	BS		
Shift	Ctrl	Alt	Esc	Tab 🖌	Shift	Ctrl	Alt	Esc	Tab
а	b	С	d	е	А	В	С	D	Е
f	g	h	i	j	F	G	Н	Ι	J
k	T I	m	n	0	K	L	М	N	0
р	q	r	S	t	Р	Q	R	S	Т
u	V	W	Х	у	U	V	W	Х	Y
Z	-	:	;	@	Ζ	-	:	;	@
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	6	7	8	9	0
,		?	!	/	,		?	1	/
()	[]	1	()	[]	'
http:// .com	www. /index	.co.jp .htm	.ne.jp .html	.or.jp	http:// .com	www. /index	.co.jp .htm	.ne.jp .html	.or.jp
X_1-	KB切替	AP起動	AP切替	戻る	X_1-	KB切替	AP起動	AP切替	戻る

キートップ	キー操作列	操作内容
IME	Alt+半/全	IMEのオン/オフ
Spc	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など
SpcR	Space(repeat)	スペース入力 / 文字変換/次候補 など
Ent	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど
無変換	無変換	半角/全角変換
F6	F6	かな変換
F7	F7	全角カナ変換
F8	F8	半角カナ変換
F9	F9	全角英数変換
F10	F10	半角英数変換 / メニューバーにフォーカス 移動 など
** *	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動

大文字	(キーボード切替)	「英数」(大文字用)キーボードに切り替える
小文字	(キーボード切替)	「英数」(小文字用)キーボードに切り替える
Del	Del	文字削除 など
BS	BackSpace	カーソル直前の文字削除 など
Win	Windows(ロック)	ー時的にWindowsロック状態にする。 【例】[Win]+[b]:通知領域(タスクトレイ)に フォーカス移動
		※ [Win]キーを2回押すと恒久的なロック状 態となります。ロック解除は[Win]キーを もう一度押してください。
Shift	Shift(ロック)	ー時的にShiftロック状態にする。 【例】[Shift]+[a]:大文字の「A」
		※ [Shift]キーを2回押すと恒久的なロック 状態となります。ロック解除は[Shift] キーをもうー度押してください。
	Ctrl (ロック)	ー時的にCtrlロック状態にする。 【例】[Ctrl]+[c]:コピー
Ctrl		※ [Ctrl]キーを2回押すと恒久的なロック 状態となります。ロック解除は[Ctrl]キー をもうー度押してください。
		ー時的にAltロック状態にする。 【例】[Alt]+[f]:「ファイル」メニューを開く
Alt	Alt(ロック)	※ [Alt]キーを2回押すと恒久的なロック状 態となります。ロック解除は[Alt]キーを もうー度押してください。
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動

「記号」キーボード



キートップ	キー操作列	操作内容
IME	Alt+半/全	IMEのオン/オフ
Spc	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など
SpcR	Space(repeat)	スペース入力 / 文字変換/次候補 など
Ent	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど
無変換	無変換	半角/全角変換
F6	F6	かな変換
F7	F7	全角力ナ変換
F8	F8	半角力ナ変換
F9	F9	全角英数変換
F10	F10	半角英数変換 / メニューバーにフォーカス 移動 など
⇒ ₩ ₩	\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow)	右(下/左/上)ヘカーソル移動
Del	Del	文字削除 など
BS	BackSpace	カーソル直前の文字削除 など
Ctrl	Ctrl(ロック)	一時的にCtrlロック状態にする。

		※ [Ctrl]キーを2回押すと恒久的なロック 状態となります。ロック解除は[Ctrl]キー をもうー度押してください。
Alt	Alt(ロック)	ー時的にAltロック状態にする。 ※ [Alt]キーを2回押すと恒久的なロック状 態となります。ロック解除は[Alt]キーを もうー度押してください。
Esc	Shift+Esc	キャンセル / 閉じる など

「文字列選択」キーボード

[文字列	问選択] オペレー	トナビ	×
8	 No. 	範囲解除	移動停止
行頭へ	行末へ	く頭へ	文末へ
+	+		†
- + /	- 	- 🔶 🖌	1
全選択	文頭まで遅	文末まで遺	
1行選択	行頭まで道	行末まで運	
>>	 +}	()	*
右へ選択	下へ選択	左へ選択	上へ選択
⊐Ľ–	切り取り	貼り付け	元に戻す
X_1-	KB切替		戻る

キートップ	キー操作列	操作内容
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動
	(マウス操作)	左クリック
範囲解除	←	選択範囲の解除
移動停止	(マウス操作)	マウスポインタ移動停止
行頭へ	Home	現在行の先頭ヘカーソル移動
行末へ	End	現在行の末尾ヘカーソル移動
文頭へ	Ctrl+Home	文書の先頭ヘカーソル移動
文末へ	Ctrl+End	文書の末尾ヘカーソル移動
→	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動
🔿 🐺 🏟 🛣	\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow)	右(下/左/上)ヘカーソル移動
全選択	Ctrl+A	すべて選択
文頭まで選択	Ctrl+Shift+Home	現在位置から文書の先頭まで選択
文末まで選択	Ctrl+Shift+Home	現在位置から文書の末尾まで選択
1行選択	Home; Shift+End	現在行の選択
行頭まで選択	Shift+Home	現在位置から行頭まで選択
行末まで選択	Shift+End	現在位置から行末まで選択
i) 😨 🚯 🔁	Shift+→(\downarrow /← \uparrow)(repeat)	右(下/左/上)へ連続選択カーソル移動
右(/下/左/上)へ選択 移動	Shift+→(↓/←↑)	右(下/左/上)へ選択カーソル移動

コピー	Ctrl+C	コピー
切り取り	Ctrl+X	切り取り
貼り付け	Ctrl+V	貼り付け
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す

Windowsやアプリケーション画面の操作に便利なキーボード

[Win]	オペレートナビ		×
Win	x_1-1,~-	ЭZテムメニュ-	サフ゛メニュー得
Ent/OK	Esc/キャンケ	Applix_:	右クリメニコ
- + /	- + . /	- +	1
+	\$		†
	•		<u> </u>
TabR	S-Tab 🧹	C-Tab	BS 🧹
Spc/□	Del 🖌	<u> </u>	通知領域
		(はい(Y)	いいえ(N)
วピー	切り取り	貼り付け	元に戻す
X_1-	KB切替	AP起動	AP切替

キートップ	キー操作列	操作内容
Win	Windows	スタート画面(またはアプリビュー)に切り替 える
メニューバー	F10	メニューバー(リボンUI含む) ヘフォーカス 移動
システムメニュー	Alt+Space; \downarrow (repeat)	システムメニューを開く
サブメニュー開く	\rightarrow ; \downarrow (repeat)	サブメニューを開く
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
Appliメニュー	Appli; ↓(repeat)	Applicationキーによるコンテキストメニュー 表示
右クリメニュー	(マウス操作); ↓(repeat)	マウスポインタ位置でのコンテキストメ ニュー表示
⇒ ₩ ₩ ₽	$\rightarrow (\downarrow/\leftarrow/\uparrow)$	右(下/左/上)ヘカーソル移動
→→ \$ 🗱 🛠 🛠	$\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow) (repeat)$	右(下/左/上)へ連続カーソル移動
i) 📰 🕼 🖻	Shift+→(\downarrow /← \uparrow)(repeat)	右(下/左/上)へ選択カーソル移動
TabR	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動
C-Tab	Ctrl+Tab	タブ付きオプション画面でタブを切り替える など

BS	BackSpace	前に戻るなど
Spc/□	Space	スペース入力 / (ボタンなどの)決定 など
Del	Del	削除
タスクバー	Windows+T	画面下部のタスクバーにフォーカス移動
通知領域	Windows+B	画面下部の通知領域(タスクトレイ)にフォー カス移動
	PageUp (/PageDown)	ページアップ (/ページダウン)
はい(Y)	Υ	[はい(Y)]ボタンに応答
いいえ(N)	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答
コピー	Ctrl+C	コピー
切り取り	Ctrl+X	切り取り
貼り付け	Ctrl+V	貼り付け
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す

メモ

2014年8月現在、Windows 8/8.1 にスタートメニューはありません。Windowsキーを押すと、モダン UIのスタート画面(またはアプリビュー)に切り替わります。

従来のオペレートナビの「Win」キーボードにあった [スタート]キーは、[Win]キーと名称変更し、下 連続カーソル移動は省略しています。

ダイアログ画面の操作に便利なキーボード

[ダイアログ] オペレートナビ			×
•	-	- + - /	1
+	+		†
TabR	S-Tab 🧹	C-Tab	BS 🧹
Spc/□	Del 🧹	リスト開	
Ent/OK	Esc/キャンナ	(はい(Y)	いいえ(N)
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0	— . — I		
x_1-	KB切替	AP起動	AP切替

キートップ	キー操作列	操作内容
🔿 🕹 🖨 🛨	\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow)	右(下/左/上)ヘカーソル移動
* * *	\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動
TabR	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動
C-Tab	Ctrl+Tab	タブ付きオプション画面でタブを切り替える など
BS	BackSpace	前に戻るなど
Spc/□	Space	スペース入力 / (ボタンやチェックボックス の)決定 など
Del	Del	削除
リスト開く	F4	プルダウンメニューを開く など
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
(はい(Y)	Y	[はい(Y)]ボタンに応答
いいえ(N)	N	[いいえ(N)]ボタンに応答

エクスプローラーの操作に便利なキーボード

[ID]	プローラ] オペレー	トナビ	×
8	直前方向	n	
×	No.		
- X		2	
x_1-1/~-	ͽℷテムメニュー	Applix_	右クリメニコ
Ent/OK	Esc/キャンケ	サフ゛メニュー	
	-	- +	1
+	‡		†
•	+	(<u> </u>
TabR	S-Tab 🧹	F6	上の階層
+	<u>-</u>	*	🛛 終了
		(はい(Y)	いいえ(N)
⊐ピ–	切り取り	貼り付け	元に戻す
フォルダ作ᠮ᠋)J-FURT-EK	プロパティ	Del 🧹
X_1-	KB切替	AP起動	AP切替

キートップ	キー操作列	操作内容
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動
直前方向	(マウス操作)	前回と同じ方向へマウスポインタ移動
	(マウス操作)	反対方向ヘマウスポインタ移動
N	(マウス操作)	左クリック
	(マウス操作)	左ダブルクリック
	(マウス操作)	左ボタンプレス または プレス解除 ※ 左ボタンプレス状態でマウスポインタ移 動を行うと、ドラッグになります。
8	(マウス操作)	右クリック
	(マウス操作)	右ボタンプレス または プレス解除 ※ 右ボタンプレス状態でマウスポインタ移 動を行うと、右ドラッグになります。
メニューバー	Esc;Esc; F10	メニューバー(リボンUI) ヘフォーカス移動
システムメニュー	Alt+Space; \downarrow (repeat)	システムメニューを開く
Appliメニュー	Appli; ↓(repeat)	Applicationキーによるコンテキストメニュー 表示
右クリメニュー	(マウス操作); ↓(repeat)	

		マウスポインタ位置でのコンテキストメ ニュー表示
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
サブメニュー開く	\rightarrow ; \downarrow (repeat)	サブメニューを開く
⇒ 🗸 🐳 🛧	$\rightarrow (\downarrow / \leftarrow / \uparrow)$	右(下/左/上)ヘカーソル移動
→ \$ (4 本	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動
	Shift+→(\downarrow /← \uparrow)(repeat)	右(下/左/上)へ選択カーソル移動
TabR	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動
F6	F6	F6キーによるフォーカス移動
上の階層	Alt+ ↑	親フォルダーを表示する
+	+(テンキー)	《ナビゲーションウィンドウにて》選択した フォルダーのコンテンツを表示する
_	-(テンキー)	《ナビゲーションウィンドウにて》選択した フォルダーを折りたたむ
*	*(テンキー)	《ナビゲーションウィンドウにて》選択した フォルダーの下のサブフォルダーをすべて 表示する
終了	Alt+F4	終了
	PageUp (/PageDown)	ページアップ (/ページダウン)
はい(Y)	Υ	[はい(Y)]ボタンに応答
いいえ(N)	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答
⊐ピ −	Ctrl+C	コピー
切り取り	Ctrl+X	切り取り
貼り付け	Ctrl+V	貼り付け
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す
フォルダ作成	F10; H; N	新しいフォルダーを作成
ショートカット作成	Appli; S	選択したフォルダーやファイルのショート カットを作成
プロパティ	Appli; R	

		選択したフォルダーやファイルのプロパティ を表示
Del	Del	削除

メモ

オペレートナビ設定で[テンキー入力を利用する]にチェック有りの場合、テンキーによるショート カットキーは操作できません。

※詳細な操作方法については、Windowsのヘルプなどをご覧ください。

デスクトップ版 Internet Explorer ブラウザーの操作に便利なキーボード



キートップ	キー操作列	操作内容
アドレスバー	F4;Esc; (キーボード切替)	アドレスバーにフォーカス移動し、「英数」 キーボードに切り替える
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動
N	(マウス操作)	マウス左クリック
S	(マウス操作)	マウス右クリック
新しいタブ	Ctrl+T	新しいタブを開く
タブ切替	Ctrl+Tab	タブを切り替える
タブ閉じる	Ctrl+W	タブを閉じる
開く	Ctrl+O; (キーボード切替)	ファイルを開く
次リンク	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動
リンクへ	Enter	リンク先に移動 / 決定 など
前リンク	Shift+Tab(repeat)	Tabキー(逆方向)による連続フォーカス移 動
通知バー	Alt+N	通知バーにフォーカス移動
次ページ	Alt+→	次のページへ進む

前ページ	Alt+←	前のページに戻る
次フレーム	F6	次のフレーム、ペインへフォーカス移動
前フレーム	Shift+F6	前のフレーム、ペインへフォーカス移動
下を表示	PageDown	下へページスクロール
上を表示	PageUp	上へページスクロール
ページ末	End	ページの末尾に移動する
ページ頭	Home	ページの先頭に移動する
更新	F5	最新にページ更新
中止	Esc	ページ読み込み中止 / キャンセル / 閉じ る など
閉じる	Alt+F4	終了する
拡大	Ctrl+;	拡大表示
縮小	Ctrl+-	縮小表示
標準表示	Ctrl+0	100%表示
Appli	Application	アプリケーションキー
お気に入り	Alt; A; ↓ (repeat)	お気に入りを開く
追加	Alt; A; Enter	現在のページをお気に入りに追加する
メニューバー	Esc;Esc;F10; ↓;←(repeat)	メニューバーを開く
サブメニュー	\rightarrow ; \downarrow (repeat)	サブメニューを開く
•	\rightarrow	右へ移動
\	↓ (repeat)	下へ連続的に移動
	←	左へ移動
*	1 (repeat)	上へ連続的に移動
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
TabR	Tab (repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動
新ウィンドウ	Ctrl+N	新しいウィンドウを開く
	(IE読み上げ)	IEページ読み上げ開始
開始	(IE 読み上げ)	先頭からIEページ読み上げ再開
停止	(IE読み上げ)	IEページ読み上げ停止

再開	(IE読み上げ)	中断位置からIEページ読み上げ再開
今の文	(IE読み上げ)	現在読み上げ中の文を再度読み上げる
次の文	(IE読み上げ)	現在読み上げ中の次の文を読み上げる
前の文	(IE読み上げ)	現在読み上げ中の前の文を読み上げる
次ブロック	(IE読み上げ)	現在読み上げ中の次の文の固まりを読み 上げる
前ブロック	(IE読み上げ)	現在読み上げ中の前の文の固まりを読み 上げる
詳細度+	(IE読み上げ)	読み上げ文の固まりを小さくする(3段階)
詳細度-	(IE読み上げ)	読み上げ文の固まりを大きくする(3段階)

(メモ)

- ・IEのセキュリティ設定を変更してお使いください。具体的には、IEのメニューバー[ツール]→ [インターネットオプション]→[詳細設定]タブより、[拡張保護モードを有効にする]をオフにし て、Windowsを再起動してください。
- ・モダンUIのIE(Immersiveブラウザー)は操作できません。
 IEを既定のブラウザーにしている場合は以下の設定をお勧めします。
 [インターネットオプション]→[プログラム]タブより、
 - 。 [常にデスクトップ用 Internet Explorer で開く] を選択
 - 。[Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く] をチェック

※ 詳細な操作方法については、Internet Explorerのヘルプなどをご覧ください。

「Liveメール」キーボード(※参照用)

Windows Live メールの操作に便利なキーボード

ご注意)オペレートナビTT3には、参照用として、Windows Liveメール用のユーザーキーボードが収録されていますが、Windows10ではWindows Liveメールはサポートされていませんので、Windows Liveメールでのご利用は動作保証外となります。あらかじめご了承ください。



キートップ	キー操作列	操作内容							
送受信	F5	メールを送受信する							
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動							
N	(マウス操作)	マウス左クリック							
新メール	Ctrl+N	メール作成画面を開く(新規メッセージ)							
返信	Ctrl+R	メール作成画面を開く(差出人に返信)							
転送	Ctrl+F	メール作成画面を開く(転送)							
全返信	Ctrl+Shift+R	メール作成画面を開く(全員に返信)							
差出人AD追加	Appli; t	《メッセージー覧にて》差出人をアドレス帳 に追加する							
Del	Del	削除する							
KB隠す	(オペナビ操作)	キーボードを一時的に隠す							
AD帳追加	Ctrl+Shift+C	アドレス帳(知り合いの追加)画面を開く							
添付保存	Alt+F; S; A	添付ファイルの保存ダイアログを開く							

終了	Alt+F4	画面を閉じる							
宛先一覧	Alt+M; S; C; ↓	《メール作成画面にて》アドレス帳を開く							
宛先(T)	Alt+T; Shift+Tab	《アドレス帳画面にて》選択した知り合いを 宛先に入力する							
Cc(C)	Alt+C; Shift+Tab; Shift+Tab; Shift+Tab;	《アドレス帳画面にて》選択した知り合いを CCに入力する							
添付	Alt; i; i; A	《メール作成画面にて》添付ファイルの追 ダイアログを開く							
Spc(空白)	Space	スペース入力 / (ボタンなどの)決定 など							
送信	Alt+S	《メール作成画面にて》メールを送信する							
後送信	Alt+O; S; L	《メール作成画面にて》メールを後で送信							
下書き	Ctrl+S	《メール作成画面にて》メールを下書き保存 する							
	PageDown (PageUp)	下を表示(上を表示)							
受信トレイ	Ctrl+I	[受信トレイ]フォルダに移動する							
フォルダ	Ctrl+Y	フォルダー移動ダイアログを開く							
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える							
英数	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える							
	\rightarrow (\leftarrow)	右(左)ヘカーソル移動							
*	↓ (↑)(repeat)	下(上)へ連続的にカーソル移動							
Ent/OK	Enter	· 決定 など							
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など							
(よい(Y)	Y	[はい(Y)]ボタンに応答							
いいえ(N)	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答							
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動							
TabR	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動							
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動							
C-Tab	Ctrl+Tab	オプション画面でタブを切り替える							
一覧読み	(メール読み上げ)	メッセージー覧の読み上げ(※ 字幕は表示されません)							
次のメール	(メール読み上げ)	次のメッセージを読み上げ							

前のメール	(メール読み上げ)	前のメッセージを読み上げ
印刷	Ctrl+P; Enter	印刷実行
メール読み上げ	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ開始
開始	(メール読み上げ)	メッセージ先頭から読み上げ再開
停止	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ停止(字幕の消去)
再開	(メール読み上げ)	中断位置から読み上げ再開
かなKB	(キーボード切替)	「かな」キーボードに切り替える
英数KB	(キーボード切替)	「英数」キーボードに切り替える

(メモ)

- ・お使いのパソコンにLiveメールがインストールされていない場合は、ダウンロードが必要に なります。
- ・メールー覧を読み上げるには、Liveメールのメッセージー覧表示を変更してお使いください。 具体的には、Liveメールのメニュー[表示]→[メッセージー覧]→[1行表示]に設定してください。
- ・メッセージ読み上げ中にスイッチを押すと、字幕が表示されたまま読み上げ中断します。
- ・LiveメールやOutlookに対しては、マウス入力によるオンスクリーンキーボード操作ができな い場合があります。

※詳細な操作方法については、Liveメールのヘルプなどをご覧ください。

Windows10付属の「メール」の操作に便利なキーボード



キートップ	キー操作列	操作内容							
送受信	F9	メールを送受信する							
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動							
``	(マウス操作)	マウス左クリック							
新メール	Ctrl+N	メール作成画面を開く(新規メッセージ)							
返信	Ctrl+R	メール作成画面を開く(差出人に返信)							
転送	Ctrl+F	メール作成画面を開く(転送)							
全返信	Ctrl+Shift+R	メール作成画面を開く(全員に返信)							
Del	Del	削除する							
KB隠す	(オペナビ操作)	キーボードを一時的に隠す							
終了	Alt+F4	画面を閉じる							
添付	Alt+I	《メール作成画面にて》添付ファイルの追加 ダイアログを開く							
Spc(空白)	Space	スペース入力 / (ボタンなどの)決定 など							

送信	Alt+S	《メール作成画面にて》メールを送信する							
	PageDown (PageUp)	下を表示(上を表示)							
受信トレイ	Ctrl+Shift+I	[受信トレイ]フォルダに移動する							
送信トレイ	Ctrl+Shift+O	[送信トレイ]フォルダに移動する							
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える (1スイッチスキャン(簡易版)の場合)							
英数	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える (1スイッチスキャン(簡易版)の場合)							
 	$\rightarrow (\leftarrow)$	右(左)ヘカーソル移動							
* *	↓ (↑)(repeat)	下(上)へ連続的にカーソル移動							
F6	F6	ペイン(領域)の移動							
F7	F7	カーソルブラウズの切替							
Ent/OK	Enter	決定 など							
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など							
(はい(Y)	Y	[はい(Y)]ボタンに応答							
いいえ(N)	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答							
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動							
TabR	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動							
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動							
C-Tab	Ctrl+Tab	オプション画面でタブを切り替える							
印刷	Ctrl+P	印刷実行							
メール読み上げ	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ開始							
開始	(メール読み上げ)	メッセージ先頭から読み上げ再開							
停止	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ停止(字幕の消去)							
再開	(メール読み上げ)	中断位置から読み上げ再開							
かなKB	(キーボード切替)	「かな」キーボードに切り替える							
英数KB	(キーボード切替)	「英数」キーボードに切り替える							

メモ

・お使いのパソコンにWindows10付属の「メール」がインストールされていない場合は、
 Windowsストアでダウンロードが必要になります。

- ・メールー覧の読み上げはできません。
- ・メッセージ読み上げ中にスイッチを押すと、字幕が表示されたまま読み上げ中断します。
- ・マウス入力によるオンスクリーンキーボード操作ができない場合があります。

※詳細な操作方法については、Windows10付属の「メール」のヘルプなどをご覧ください。

Windows Media Player の操作に便利なキーボード

MediaPlayer] オペレートナビ × 再生/一時停止 次へ 前へ 音量+ _ 音量- _ ミュート 隠す ランダム 連続再生 CD取外しAppliメニ Esc Tab Ent Del Ŧ $\overline{\mathbf{O}}$ • × CD再生 ファイル再生 カテゴリへ 検索へ リスト作成リストに追加リスト内上都リスト内下都 ライブラリ プレイビュー メニューバー スキン 50%ビデ፣100%ビラ200%ビラ全画面切 メニュー KB切替 AP起動 AP切替

キートップ	キー操作列	操作内容							
再生/一時停止	Ctrl+P	再生 または 再生の一時停止							
停止	Ctrl+S	再生の停止							
次へ	Ctrl+F	次へ(項目またはチャプター)							
前へ	Ctrl+B	前へ(項目またはチャプター)							
音量十	F9	音量を上げる							
音量一	F8	音量を下げる							
ミュ −ト	F7	音量をミュートにする							
隠す	(オペナビ操作)	キーボードを一時的に隠す							
ランダム	Ctrl+H	ランダム再生をオンまたはオフにする							
連続再生	Ctrl+T	連続再生をオンまたはオフにする							
CD取外し	Ctrl+J	CDを取り出す							
Appliメニュー	Appli; ↓(repeat)	Applicationキーによるコンテキストメニュー 表示							
Ent	Enter	決定 など							
Esc	Escape	キャンセル など							
Del	Del	削除							
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動							
→ \$ <+ \$	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動							

0	(マウス操作)	マウスポインタ移動							
	(マウス操作)	マウス左クリック							
終了	Alt+F4	終了							
CD再生	Alt+P; D	CD再生							
ファイル再生	Ctrl+O	メディアファイルを開く							
カテゴリヘ	Ctrl+E; Tab;Tab;Tab;	《ライブラリモードにて》カテゴリにフォーカ ス移動							
検索へ	Ctrl+E	《ライブラリモードにて》検索ボックスに フォーカス移動							
リスト作成	Ctrl+N	再生リストの作成							
リストに追加	Appli; T; ↓(repeat)	項目(コンテンツ)を再生リストに追加する							
リスト内上移動	Appli; U	項目(コンテンツ)を再生リスト内の上に移 動する							
リスト内下移動	Appli; W	項目(コンテンツ)を再生リスト内の下に移 動する							
ライブラリ	Ctrl+1	ライブラリモードに切り替える							
スキン	Ctrl+2	スキンモードに切り替える							
プレイビュー	Ctrl+3	プレイビューモードに切り替える							
メニューバー	Alt	メニューバーヘフォーカス移動							
50%ビデオ	Alt+1	表示-ビデオのサイズを 50% に設定							
100%ビデオ	Alt+2	表示-ビデオのサイズを 100% に設定							
200%ビデオ	Alt+3	表示-ビデオのサイズを 200% に設定							
全画面切替	Alt+Enter	全画面表示に切り替える							

メモ

Windows 8/8.1 の Windows Media Player には DVD再生機能はありません。

※詳細な操作方法については、Windows Media Playerのヘルプなどをご覧ください。

電卓("普通の電卓"モード)の操作に便利なキーボード

「車卓」オペレートナビ ×													
読み上に	Back	(2										
=	+	<u></u>	*	/									
5	6	7	8	9									
0	1	2	4										
+/-		1/x	sqrt	%									
M+	MS	MR	MC	閉じる									
X_1-	KB切替	AP起動	AP切替	戻る									

各キーの説明

キートップ	キー操作列	操作内容							
読み上げ	(読み上げ)	表示中の数値をクリップボードへコピー& 読み上げ							
←	BackSpace	1文字クリア							
CE	Del	数値クリア(Clear Entry)							
С	Esc	計算クリア(Clear)							
閉じる	Alt+F4	閉じる							
+/-	F9	正負符号							
1/x	R	逆数							
\checkmark	@	平方根							
M+	Ctrl+P	メモリー内の数値に加算する							
м—	Ctrl+Q	メモリー内の数値から減算する							
MS	Ctrl+M	表示中の数値をメモリーに保存する (Memory Store)							
MR	Ctrl+R	メモリー内の数値を表示する(Memory Recall)							
MC	Ctrl+L	メモリー内の数値をクリアする(Memory Clear)							

※詳細な操作方法については、電卓のヘルプなどをご覧ください。

主なマウス操作をまとめたキーボード



キートップ	キー操作列	操作内容						
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動						
直前方向	(マウス操作)	前回と同じ方向ヘマウスポインタ移動						
	(マウス操作)	反対方向へマウスポインタ移動						
N	(マウス操作)	左クリック						
	(マウス操作)	左ダブルクリック						
	(マウス操作)	左ボタンプレス または プレス解除 ※ 左ボタンプレス状態でマウスポインタ移 動を行うと、ドラッグになります。						
	(マウス操作)	右クリック						
	(マウス操作)	右ボタンプレス または プレス解除 ※ 右ボタンプレス状態でマウスポインタ移 動を行うと、右ドラッグになります。						

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』

1 (b)																							
1行選	漢	$\Rightarrow \flat$	****	英	苦い	あ	か	お	た	な	は	ま	ち	5	わ	あ		1	6	(🎒 🗆 b	2°0K	x=
全て選	白		-	記	吸引して	61	き	し	ち	(2)	U	24	ゆ	4	を	15	Þ	2	7)	(# 切	りキャン	KB切替
読上げ	変		-	戻	🛲 生活	う	<	す	2	82	Si	む	よ	3	N	3	φ	3	8		印貼	りはし	AP起動
停止	改				📟 挨拶	え	け	せ	て	ね	~	め		れ		ž	£	4	9	1	終元	(えいし)	AP切替
クリア	消	止	加加	ナ変	🛲 紹介	お	C.	そ	と	の	ほ	も	۰	3		お		5	0				

キートップ	キー操作列	操作内容		
1行選択	Home; Shift+End; Ctrl+C	現在カーソル行をコピー		
全て選択	Ctrl+A; Ctrl+C	全ての文章をコピー		
読み上げ	(読み上げ)	コピーされた文章を読み上げ		
停止	(読み上げ)	読み上げ停止		
クリア	Ctrl+A; Del	全ての文章を削除		
漢	Alt+半/全	IMEのオン/オフ		
白	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など		
変	Space(repeat)	文字変換/次候補 など		
改	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど		
消	BackSpace	前文字削除 など		
→> 🔹 👐 🏠	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動		
т	Esc	キャンセル / 変換中の文字消去 など		
英	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える		
記	(キーボード切替)	「記号H(簡易版)」キーボードに切り替える		
戻	(キーボード切替)	前のキーボードに戻る		
カタカナ変	F7	全角カタカナ変換		
「苦しい」 「吸引して」	(文字列入力)	メモ帳などに登録語句を入力 ※ キートップの読み上げも行います		
生活	(キーボード切替)	「生活」キーボードに切り替える		
挨拶	(キーボード切替)	「挨拶」キーボードに切り替える		

紹介	(キーボード切替)	「紹介」キーボードに切り替える		
) (C	Shift+→(←)(repeat)	右(左)へ選択カーソル移動		
ÉD	Ctrl+P; Enter	印刷実行		
終	Ctrl+S; Alt+F4	メモ帳などを上書き保存して終了する		
コピー	Ctrl+C	コピー		
切り取り	Ctrl+X	切り取り		
貼り付け	Ctrl+V	貼り付け		
元に戻す	Ctrl+Z	元に戻す		
ОК	Enter	決定 など		
キャンセル	Esc	キャンセル / 閉じる など		
はい	Υ	[はい(Y)]ボタンに応答する		
いいえ	Ν	[いいえ(N)]ボタンに応答する		

メモ

Microsoft IMEの入力設定は「ローマ字入力」のままでお使いください。

※ IMEの詳細な操作方法については、各製品のヘルプなどをご覧ください。

「英数H(簡易版)」「英数大H(簡易版)」キーボード

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』



キートップ	キー操作列	操作内容		
英	Alt+半/全	IMEのオン/オフ		
白	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など		
無	F10	半角英数変換 / メニューバー など		
改	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど		
消	BackSpace	前文字削除 など		
→ ↓ ↓ ↓	\rightarrow ($\downarrow / \leftarrow / \uparrow$)(repeat)	右(下/左/上)へ連続カーソル移動		
ш	Esc	キャンセル / 変換中の文字消去 など		
大	(キーボード切替)	「英数大H(簡易版)」(大文字用)キーボード に切り替える		
小	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」(小文字用)キーボードに 切り替える		
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える		
記	(キーボード切替)	「記号H(簡易版)」キーボードに切り替える		
戻	(キーボード切替)	前のキーボードに戻る		
英字変	F10	半角英数変換 / メニューバー など		

※ IMEの詳細な操作方法については、各製品のヘルプなどをご覧ください。

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』

1	[124	号H(簡易版)]	オペ	レート	ナビ					×
漢	+	m かな		1	(<	+	¥		XIII-
白	÷	■ 英)	>	-	\$	<u></u>	KB切替
無	-	■ 戻	?		Γ	{	*	%	_	AP起動
改	1]]	1	&	~	AP切替
消	止	半角記	@				=	#	`	

各キーの説明

キートップ	キー操作列	操作内容		
漢	Alt+半/全	IMEのオン/オフ		
白	Space	スペース入力 / 文字変換/次候補 / (ボタ ンなどの)決定 など		
無	F10	半角英数変換 / メニューバー など		
改	Enter	改行 / 変換確定 / (ボタンなどの)決定 な ど		
消	BackSpace	前文字削除 など		
⇒ ₽ ₽	$\rightarrow (\downarrow \diagup \leftarrow \nearrow \uparrow)$	右(下/左/上)ヘカーソル移動		
ш	Esc	キャンセル / 変換中の文字消去 など		
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える		
英	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える		
戻	(キーボード切替)	前のキーボードに戻る		
半角記	F10	半角英数変換 / メニューバー など		

※ IMEの詳細な操作方法については、各製品のヘルプなどをご覧ください。

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』

「「」「IE(簡易版)] オペレートナビ				
	٠	タブ切替	タブ閉じる	
<u>ምՒ՟レスハ</u> ՟-	次リンク	リンクへ	前リンク	
次ページ	前ページ	次フレーム	前フレーム	
下を表示	上を表示	更新	中止	
お気に入り	追加	■ かな	■ 英	
-	+	- 🔶 🗸	*	
Ent/OK	Esc/キャンt	TabR		
読み上げ	停止	再開		

キートップ	キー操作列	操作内容		
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動		
N	(マウス操作)	マウス左クリック		
タブ切替	Ctrl+Tab	タブを切り替える		
タブ閉じる	Ctrl+W	タブを閉じる		
アドレスバー	F4;Esc; (キーボード切替)	アドレスバーにフォーカス移動し、「英数H (簡易版)」キーボードに切り替える		
次リンク	Tab(repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動		
リンクへ	Enter	リンク先に移動 / 決定 など		
前リンク	Shift+Tab(repeat)	Tabキー(逆方向)による連続フォーカス移 動		
次ページ	Alt+→	次のページへ進む		
前ページ	Alt+←	前のページに戻る		
次フレーム	F6	次のフレーム、ペインへフォーカス移動		
前フレーム	Shift+F6	前のフレーム、ペインへフォーカス移動		
下を表示	PageDown	下へページスクロール		
上を表示	PageUp	上へページスクロール		
更新	F5	最新にページ更新		
中止	Esc			

		ページ読み込み中止 / キャンセル / 閉じ る など		
お気に入り	Alt; A; ↓ (repeat)	お気に入りを開く		
追加	Alt; A; Enter	現在のページをお気に入りに追加する		
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える		
英数	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える		
•	\rightarrow	右へ移動		
*	↓ (repeat)	下へ連続的に移動		
•	←	左へ移動		
*	↑ (repeat)	上へ連続的に移動		
Ent/OK	Enter	決定 など		
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など		
TabR	Tab (repeat)	Tabキーによる連続フォーカス移動		
読み上げ	(IE読み上げ)	IEページ読み上げ開始		
停止	(IE読み上げ)	IEページ読み上げ停止		
再開	(IE読み上げ)	中断位置からIEページ読み上げ再開		

(メモ)

- ・IEのセキュリティ設定を変更してお使いください。具体的には、IEのメニューバー[ツール]→ [インターネットオプション]→[詳細設定]タブより、[拡張保護モードを有効にする]をオフにし て、Windowsを再起動してください。
- ・モダンUIのIE(Immersiveブラウザー)は操作できません。
 IEを既定のブラウザーにしている場合は以下の設定をお勧めします。
 [インターネットオプション]→[プログラム]タブより、
 - 。 [常にデスクトップ用 Internet Explorer で開く] を選択
 - 。[Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く] をチェック

※詳細な操作方法については、Internet Explorerのヘルプなどをご覧ください。
(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』

ご注意 オペレートナビTT3には、参照用として、Windows Liveメール用のユーザーキーボードが収録されていますが、Windows10ではWindows Liveメールはサポートされていませんので、Windows Liveメールでのご利用は動作保証外となります。あらかじめご了承ください。

Livex	ール(簡易版)]	オペレートナビ	×
送受信	送信		閉じる
新しいメール	返信	宛先一覧	宛先(T)
アドレス帳ն	削除	■ かな	॑ 英
→	\$	- 🔶 🖌	†
Ent/OK	Esc/キャンセ	Tab 🧹	S-Tab 🖌
一覧読み	次のメール	前のメール	
メール読み」	停止	再開	
-ב_א	KB切替	AP起動	AP切替

キートップ	キー操作列	操作内容
送受信	F5	メールを送受信する
送信	Alt+S	《メール作成画面にて》メールを送信する
閉じる	Alt+F4	画面を閉じる
新しいメール	Ctrl+N	メール作成画面を開く(新規メッセージ)
返信	Ctrl+R	メール作成画面を開く(差出人に返信)
宛先一覧	Alt+M; S; C; ↓	《メール作成画面にて》アドレス帳を開く
宛先(T)	Alt+T; Shift+Tab	《アドレス帳画面にて》選択した知り合いを 宛先に入力する
アドレス帳に追加	Appli; t	《メッセージー覧にて》差出人をアドレス帳 に追加する
削除	Del	削除する
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える
英数	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える
▶ _	\rightarrow	右へ移動
*	↓ (repeat)	下へ連続的に移動
•	←	左へ移動

*	↑ (repeat)	上へ連続的に移動
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など
Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動
一覧読み	(メール読みとげ)	メッセージー覧の読み上げ(※字幕は表示さ
52.0007		れません)
次のメール	(メール読み上げ)	次のメッセージを読み上げ
前のメール	(メール読み上げ)	前のメッセージを読み上げ
メール読み上げ	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ開始
停止	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ停止(字幕の消去)
再開	(メール読み上げ)	中断位置から読み上げ再開

メモ

- ・お使いのパソコンにLiveメールがインストールされていない場合は、ダウンロードが必要に なります。
- ・メールー覧を読み上げるには、Liveメールのメッセージー覧表示を変更してお使いください。 具体的には、Liveメールのメニュー[表示]→[メッセージー覧]→[1行表示]に設定してください。
- ・メッセージ読み上げ中にスイッチを押すと、字幕が表示されたまま読み上げ中断します。
- ・LiveメールやOutlookに対しては、マウス入力によるオンスクリーンキーボード操作ができな い場合があります。

※詳細な操作方法については、Liveメールのヘルプなどをご覧ください。

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』



キートップ	キー操作列	操作内容
送受信	F5	メールを送受信する
送信	Alt+S	《メール作成画面にて》メールを送信する
0	(マウス操作)	マウスポインタ移動
N	(マウス操作)	マウス左クリック
新しいメール	Ctrl+N	メール作成画面を開く(新規メッセージ)
返信	Ctrl+R	メール作成画面を開く(差出人に返信)
削除	Del	削除する
閉じる	Alt+F4	画面を閉じる
F6	F6	ペイン(領域)の移動
F7	F7	カーソルブラウズの切替
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える
英数	(キーボード切替)	「英数H(簡易版)」キーボードに切り替える
•	\rightarrow	右へ移動
*	↓ (repeat)	下へ連続的に移動
•	←	左へ移動
	↑ (repeat)	上へ連続的に移動
Ent/OK	Enter	決定 など
Esc/キャンセル	Escape	キャンセル / 閉じる など

Tab	Tab	Tabキーによるフォーカス移動
S-Tab	Shift+Tab	Tabキー(逆方向)によるフォーカス移動
メール読み上げ	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ開始
停止	(メール読み上げ)	メッセージ読み上げ停止(字幕の消去)
再開	(メール読み上げ)	中断位置から読み上げ再開

ノモ

- ・お使いのパソコンにWindows10付属の「メール」がインストールされていない場合は、 Windowsストアでダウンロードが必要になります。
- ・メールー覧の読み上げはできません。
- ・メッセージ読み上げ中にスイッチを押すと、字幕が表示されたまま読み上げ中断します。
- ・マウス入力によるオンスクリーンキーボード操作ができない場合があります。

※詳細な操作方法については、Windows10付属の「メール」のヘルプなどをご覧ください。

「生活」「挨拶」「紹介」キーボード

意思伝達用キーボードです。伝えたい語句をメモ帳などに入力してお使いください。 定型語句の登録は、オペレートナビ設定のオンスクリーンキーボード編集で行えます。

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(簡易版)』

(生活) オイ	ペレートナビ				x
1行選	全て選	読上げ	クリア	📼 かな	ブザー
苦しい	吸引して	カニューレ	カフ圧	蛇腹の水滴	
呼んでくださし	先生	看護婦さん	お父さん	お母さん	ナースコール
右	左	Ŀ	下	前	後ろ
揉んでください	さすってくださ	痛い	痒い	手	足
頭	顏	耳	首	おなか	背中
暑い	寒い	疲れた	そろそろ寝た	and the second second	
布団を掛けて	布団をはがし	汗をかいた	体を拭いて	下着をかえて	
体位交換して	1-TU	お風呂に入り	散墾したい	シーツを換え	
ベッドを上げ	ベッドを下げ	窓を開けて	窓を閉めて	外に出たい	
電気をつけて	電気を消して	カーテンを開!	カーテンを閉	エアコンをつし	エアコンを消
テレビが見た	チャンネルを	ビデオが見た	ラジオが聞き	CDが聞きたし	
<u>サッカーが見</u>	野球が見たし	パンコンがし1	本が読みたし		
XI.1 -	KB切替	AP起動	AP切替	📪 戻る	

[挨拶] オペ	レートナビ					×
1行選	全て選	読上げ	クリア	-	かな	ブザー
(はい	いいえ	まぁまぁです	ありがとうござ			
おはよう	こんにちは	こんばんは	おやすみなさ			
いってらっしゃ	おつかれさま	お早いですね	よく来てくれま	お帰り	なさい	
さようなら	また来てね	00さんお元				
私は元気です	今日は気分が	気分がすぐれ	ちょっとバテぎ	あなた(はいか	
暑いですね	寒いですね	涼しいですね	湿度が高い感	空気が	乾燥し	ana ana amin'ny fanana amin'ny fanana amin'ny fanana amin'ny fanana amin'ny fanana amin'ny fanana amin'ny fana
よい天気です	日差しが強い	ちょっと曇って	雨がふりそうで	雨になり	りました	よくふりますね
雷がすごいで	台風が来てま	台風は過ぎま	雪になりそうて	雪になり	りました	風が強いです
メニュー	KB切替	AP起動	AP切替	-	戻る	



キートップ	キー操作列	操作内容
1行選択	Home; Shift+End; Ctrl+C	現在カーソル行をコピー
全て選択	Ctrl+A; Ctrl+C	全ての文章をコピー
読み上げ	(読み上げ)	コピーされた文章を読み上げ

クリア	Ctrl+A; Del	全ての文章を削除
かな	(キーボード切替)	「かなH(簡易版)」キーボードに切り替える
ブザー	(BEEPを鳴らす)	パソコンのビープ音を鳴らす
「苦しい」 「吸引して」等	(文字列入力)	メモ帳などに定型語句を文字入力する ※ キートップの読み上げも行います

漢字変換を一切行わずに、ひらがな、カタカナだけで入力できるキーボードです。

(収録セットファイル) 『1スイッチ50音入力』

[50力)な	2 オペレート:	ナビ												×
ワードハッド	とじる	+	あ	か	さ	₹t:	な	は	ŧ	や	5	わ	がぎぐげこ	よみあげ
UBK	いんさつ	+	UN.	き	し	ち	(2	U	み	Ø	IJ	を	カタカナ	はじめ
うわがきほ	けってい	+	う	<	す	2	き	5	む	よ	S	6	(おわり
なまえをつ	とりけし	1	え	け	せ	て	ね	~	め	<u>_^^ج_</u>	れ)	つづきから
がぎぐげこ	いどう	Z^°-	お	C.	そ	と	Ø	(Ŧ	Ð	かい	3		<u> </u>	
カタカナ	すべてける	かい	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	すべてける	

150カナ	ト] オペレート:	ナビ												×
ワードハッド	とじる	+	ア	カ	サ	タ	+	75	7	+7	5	ワ	ガギグゲコ	よみあげ
UBK	いんさつ	÷	1	+	シ	チ	11	E		ユ	リ	₹	ひらがな	はじめ
うわがきほ	けってい	+	ゥ	ク	ス	ッ	X	フ	4	Ξ	ル	ン	(おわり
なまえをつ	とりけし	1	I	ケ	セ	テ	ネ	~	X	<u>_^^ج_</u>	$\boldsymbol{\nu}$)	つづきから
ガギグゲコ	いどう	<u>_^^</u> x	オ	Π	ン	4		赤	Ŧ	かい			<u> </u>	
ひらがな	すべてける	かい	けす	けす	けす	すべてける								

キートップ	キー操作列	操作内容
ワードパッド	(アプリケーション起動)	ワードパッドを起動する
ひらく	Ctrl+O	ファイルを開く
うわがきほぞん	Alt; F; S	上書き保存する
なまえをつけてほぞん	Alt; F; A	名前を付けて保存する
がぎぐげご	(キーボード切替)	「50かな2」(濁音他)キーボードに切り替え る
ガキグゲゴ	(キーボード切替)	「50カナ2」(濁音他)キーボードに切り替える
カタカナ	(キーボード切替)	「50カナ」キーボードに切り替える
ひらがな	(キーボード切替)	「50かな」キーボードに切り替える
とじる	Alt+F4	ワードパッドを終了する
いんさつ	Ctrl+P; Enter	印刷実行
けってい	Enter	(ボタンなどの)決定 / 改行 など
とりけし	Esc	キャンセル / 閉じる など

いどう	Tab	Tabキーによるフォーカス移動
すべてけす	Ctrl+A; Del	全ての文章を削除
🔿 🕹 🜩 🚖	$\rightarrow (\downarrow \diagup \leftarrow \checkmark \uparrow)$	右(下/左/上)ヘカーソル移動
スペース	Space	半角スペース入力 / (ボタンなどの)決定 など
かいぎょう	Enter	(ボタンなどの)決定 / 改行 など
けす	BackSpace	前文字削除
よみあげ	(読み上げ)	全文を読み上げ開始
はじめ	(読み上げ)	先頭から読み上げ再開
おわり	(読み上げ)	読み上げ停止
つづきから	(読み上げ)	中断位置から読み上げ再開

ひらがな、カタカナだけで入力できるキーボードの 濁音・半濁音・拗音、数字入力用です。

(収録セットファイル) 『1スイッチ50音入力』

1	[50かな	2] オ	ペレート	ナビ						×
が	ざ	7£	(ぱ	(ぱ	あ	ъ	L.	1	6	スペース
æ	じ	ぢ	Ŭ	U	UV.	ф	L	2	7	かいぎょう
<	ず	づ	it.	32	5	Ł		З	8	いんさつ
げ	ぜ	で	~	~	ż	2		4	9	まえのもじ
ſ,	ぞ	ど	(£	(f	お			5	0	カタカナ
けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	

1	[50力力	F2] オ/	ペレート	ナビ						×
ガ	ザ	ダ	15	18	7	7	٢	1	6	スペース
ギ	ジ	ヂ	Ľ	ピ	1	л	J	2	7	かいぎょう
グ	ズ	ヅ	ブ	プ	ゥ	Э		З	8	いんさつ
ゲ	ゼ	デ	~	~	т	ッ		4	9	まえのもじ
ц	ソ	۴	ボ	ポ	オ		-	5	0	ひらがな
けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	けす	

キートップ	キー操作列	操作内容
けす	BackSpace	前文字削除
スペース	Space	半角スペース入力 / (ボタンなどの)決定 など
かいぎょう	Enter	(ボタンなどの)決定 / 改行 など
いんさつ	Ctrl+P; Enter	印刷実行
まえのもじばん	(キーボード切替)	前のキーボードに戻る
カタカナ	(キーボード切替)	「50カナ」キーボードに切り替える
ひらがな	(キーボード切替)	「50かな」キーボードに切り替える

「かぞく」「しゃしん」「ずけい」「どうぶつ」キーボード

絵および録音音声を使ったコミュニケーションエイド用キーボードです。

(収録セットファイル) 『1スイッチピクチャ』





キートップ	キー操作列	操作内容
[動物の画像] [人物の画像] 等	(音声再生)	音声ファイル再生

(収録セットファイル) 『1スイッチスキャン(設定付き)』

※操作方法は、マニュアル『オペレートナビTT3 設定ガイド』をご覧ください。

再起動 ➡ ➡ S-Tab	通常利用 ◆ C-Tab	閉じる 个 そ BS		
+ + S-Tab	← ← C-Tab	↑ ↑		
💺 S-Tab	🔶 C-Tab	A BS		
S-Tab	C-Tab	BS		
		00		
Del	リスト開			
キャンセル	はい(Y)	いいえ(ト		
下項目	実行	火ユー閉		
2	З			
5	6			
8	9			
メニュー KB切替 AP起動 AP切替				
	Del Hrンセル 下項目 2 5 8 3 3 3	Del Jスト開 トャンセル はい(Y) 下項目 実行 2 3 5 6 8 9 (B切替 AP起動		

▲「オペレートナビ設定」

1¢	- トップ設定) オペレー I	トナビ ×
文字のる	画像の∂	文字右	文字下
表示文章	読み上()	錄音771	読みなし
型抜き	連続入っ	個別	配色設知
適用	操作列	前のキー	次のキー
•	÷	+	1
	¥		\$
TabR	S-Tab	BS	
Spc/🗆	Del	リスト開	
ок	キャンセル	はい(Y)	いいえ()
XII-	KB切替	AP起動	AP切替

▲「キートップ設定」

12·	イッチ機能設	定] オペレー	->+ x
機能割量	クリア	再起動	閉じる
٠	+	+	1
	*		+
)	ŧ	(1
TabR	S-Tab		
Spc/🗆	Del	リスト開	
ОК	キャンセル	(はい(Y)	いいえ(ト
38°-	切取	貼付	元に戻す
ファイル	編集		
下項目	実行	灯ュー閉	
УДд—	KB切替	AP起動	AP切替
. Г. 	1 -	- 14 AK	n

▲「スイッチ機能設定」



▲「操作列設定」



▲「キーボード編集」



▲「複合操作列編集」

P [+-	-操作編集]	オペレートコ	E X
挿入	削除	クリア	
	➡	+	1
♦	¥		4
TabR	S-Tab	BS	
Spc/🗆	Del		
ок	キャンセル	(\$1.(Y)	いいえ()
жц	KB切替	AP起動	AP切替
▲「キ-	一操作	₣編集	1



▲「マウス操作編集」

1 (‡·	ーボードグル	ーブ編集] フ	TAL-X
登録	解除	戻る	閉じる
作成	削除	名変更	
順序上	順序下	階層上	階層下
•	÷	+	+
*	\$		7
\Rightarrow	+	(1
TabR	S-Tab	ОК	キャンセル
編集	元に戻す	リスト開	
下項目	実行	灯コー閉	
			in lasts



オペナビメニュー

ſ	[AP起動] オペレートナビ		x
	🔝 7-ř'N'yř' 🦨 🗉 📄	. Windows	💥 Word
	🔄 义王-峡 🧟 Media Ce 💭	エクスプロー	📲 電卓
オペナビメニュー		- 10 - 1	
スキャン方向反転	キーボード 切替	71221-7	N-7
キーポードの先頭からスキャン再開	カレントウィント・ウ操作		
グループの先頭からスキャン再開	オペナビウィンドウ操作	o+n##	言ズ
一つ上のグループからスキャン再開	アプリケーション起動	- 勿音	戻つ
	アプリケーション切替		
	機能切替		
	設定変更		
	Windows終了		
	パージョン情報		
一つ上のグループからスキャン再開	メニュー閉じる		

各キーの説明《スキャン停止時/動作時 共通》

キートップ	操作内容
キーボード切替	「KB切替」キーボードに切り替える
カレントウィンドウ操作	「カレントウィンドウ操作」キーボードに切り替える
オペナビウィンドウ操作	「オペナビウィンドウ操作」キーボードに切り替える
アプリケーション起動	「AP起動」キーボードに切り替える
アプリケーション切替	「AP切替」キーボードに切り替える
機能切替	「機能切替」キーボードに切り替える
設定変更	「設定変更」キーボードに切り替える
Windows終了	「Windows終了」キーボードに切り替える
バージョン情報	オペレートナビTT3の「バージョン情報」ダイアログを 開く
メニュー閉じる	「オペナビメニュー」を閉じる

各キーの説明《スキャン動作時のみ》

キートップ	操作内容
スキャン方向反転	方向反転してスキャン
キーボードの先頭からスキャン再開	キーボードの先頭からスキャン再開
グループの先頭からスキャン再開	現在のキーグループの先頭からスキャン再開
ーつ上のグループからスキャン再開	現在のキーグループを含む上位のグループからス キャン再開

キーボード切替(KB切替)

[KB切替] オペレー	トナビ		×
かな	英数	記号	WLメール11
IE	Win	エクスプローラ	マウス
ダイアログ	MediaCenter	電卓	ンリティア
フリーセル	マインスイーパ	ハーツ	
XII-	AP起動	AP切替	戻る

各キーの説明

キートップ	操作内容
「かな」「英数」など	選択したキーボードに切り替える

(メモ)

「KB切替」一覧へのキーボード登録や表示順の変更は、「オペレートナビ設定」プログラムの[オン スクリーンキーボード]設定で行えます。

カレントウィンドウ操作

[bi>	194215"9操作]	オペレート	të x
最大化	最小化	元に戻す	閉じる
移	動	サイス	変更
	\$		\$
			戻る
XIII-	KB切替	AP起動	AP切替

各キーの説明

キートップ	操作内容
最大化	アプリケーションウィンドウを最大化する
最小化	アプリケーションウィンドウを最小化する
元に戻す	アプリケーションウィンドウを元のサイズに戻す
閉じる	アプリケーションウィンドウを閉じる
移動	アプリケーションウィンドウを移動する(移動モードにする) ※ 連続矢印キーを選択すると、移動が始まります
サイズ変更	アプリケーションウィンドウのサイズを変更する(サイズ変更 モードにする) ※ 連続矢印キーを選択すると、サイズ変更が始まります
→ 🛊 👫 🎓	右(下/左/上)へ連続移動
戻る	前のキーボードに戻る

メモ

最小化したアプリケーションウィンドウは[元に戻す]キーで復帰しません。「AP切替」でアプリケーションを選択してください。

オペナビウィンドウ操作

【ホペナビラインドウ操作】オペナビメニュー		
位置変更位置登録	隠す	終了
移動	サイス	〈変更
↔ \$		†
オペナビメニューに戻る	x=1-	閉じる

キートップ	操作内容
位置変更	キーボードの位置を変更する ※ 標準では、画面の左上→左下→右下→右上の順に移動し ます
位置登録	現在のキーボードの位置を記憶する ※ オペレートナビ再起動後も記憶します
隠す	キーボードを一時的に隠す ※ スイッチを押すと再表示します
終了	オペレートナビを終了する(終了確認ダイアログを表示する)
移動	キーボードを移動する(移動モードにする) ※ 連続矢印キーを選択すると、移動が始まります
サイズ変更	キーボードのサイズを変更する(サイズ変更モードにする) ※ 連続矢印キーを選択すると、サイズ変更が始まります ※ 変更後のサイズはオペレートナビ再起動後も記憶します
→	右(下/左/上)へ連続カーソル移動

アプリケーション起動(AP起動)

	起動] オペレー	トナビ					x
	ワート・ハット	A	IE	7	Windows	¥*	Word
	メモ帳	1	Media Ce	2	エクスプローき		電卓
	ソリティア	1	フリーセル		マインスイーノ	1	ハーツ
1	ガイド						
×	_1 -	KB切替		AP切替		房	₹ 3

各キーの説明

キートップ	操作内容
「メモ帳」「IE」など	選択したアプリケーションを起動する

(メモ)

「AP起動」一覧へのアプリケーション登録や表示順の変更は、「オペレートナビ設定」プログラムの [アプリケーション登録]設定で行えます。

ご注意)

- ・Windowsストアアプリのアプリケーション登録はできません。
- ・一部のデスクトップアプリは、ショートカットを登録できない場合があります。
- ・他のパソコンからセットファイルを移行する場合は、アプリケーション登録の再設定をお勧め します。

アプリケーション切替(AP切替)



各キーの説明

キートップ	操作内容
(起動しているアプリケーション)	選択したアプリケーションを前面表示(アクティブ)に する

メモ

アプリケーションによっては「AP起動」やスタート画面などから起動しても、前面表示(アクティブ) にならないことがあります。この場合は「AP切替」でアプリケーションをアクティブにしてください。

〔ご注意〕

起動していないWindowsストアアプリが「AP切替」に表示されることがあります。

機能切替

(機能切替) オ	ペレートナビ			x
スイッチ操作		KBスキャン	画面スキャン	機能割り当て
テンキー操作		KB操作	マウス	機能割り当て
音声/効果音		出力する	出力しない	
IME変換情報自動登録		登録する	登録しない	
ХДан-	KB切替	AP起動	AP切替	戻る

各キーの説明

キートップ		操作内容
スイッチ操作	KBスキャン	キーボードスキャン・モードに切り替える ※ スイッチでKBスキャンモードに戻す場合は、マウス ポインタ停止時にスイッチを3回押してください。
	画面スキャン	画面スキャン・モードに切り替える
	機能割り当て	現在の[スイッチ機能設定]情報を表示する
KB操作 テンキー操作 マウス 機能割り当 ⁻¹	KB操作	キーボード操作モードに切り替える ※ テンキーの0を押してもモード切替できます
	マウス	マウスエミュレータモードに切り替える ※ テンキーののを押してもモード切替できます
	機能割り当て	テンキー操作のヘルプを表示する ※ テンキーの[/]を押してもヘルプ表示できます
立吉/动田立	出力する	音声/効果音を出力する
百円/刻未百	出力しない	音声/効果音を出力しない
IME変換情報自 動登録	登録する	(語句補完機能の有効時)IME変換確定語句をオペ レートナビの語句補完辞書に自動登録する
	登録しない	(語句補完機能の有効時)IME変換確定語句をオペ レートナビの語句補完辞書に自動登録しない

〔注意〕

セットファイルで有効になっていない機能は選択できません。

[設定変更]	オペレートナビ			×
スキャ	ン速度	1.50 秒	+	÷
ポイン	タ速度	10 70 ドット/ネ	+	
合成者	計速度	3	1	
合成者	待音程	5	+	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	スイッチ操作時	7	1	+
1942 (2010)	スキャン移動時	7	+	
音量	スキャン選択時	7	+	+
	読み上げ実行	7	†	÷ ,
	フォーカス強調時	—	1 A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>уСа</u> н	KB切替	AP起動	AP切替	戻る

各キーの説明

キートップ			操作内容			
スキャン速度		♠ ♣	スキャン速度を速くする(/遅くする)			
ポインタ速度		♠ ♣	マウスポインタの移動速度を速くする(/遅くする)			
合成音声速度		♠ ♣				
合成音声音程		♠ ♣	読み上げ音声の音程を上げる(/下げる)			
	スイッチ操作時	♠ ♣	スイッチ操作時の効果音音量を上げる(/下げる)			
	スキャン移動時	♠ ♣	スキャン移動時の効果音音量を上げる(/下げる)			
音量	スキャン選択時	♠ ♣	スキャン選択時の効果音音量を上げる(/下げる)			
	読み上げ実行時	♠ ♣	読み上げ音声の音量を上げる(/下げる)			
	フォーカス強調時	1	フォーカス強調 読み上げ音声の音量を上げる(/下 げる)			

〔ご注意〕

セットファイルで有効になっていない機能は選択できません。

Windows終了



各キーの説明

キートップ	操作内容
シャットダウンする	Windowsをシャットダウンする(「システム終了確認」キーボードを表示 する)
再起動する	Windowsを再起動する(「システム終了確認」キーボードを表示する)

注意事項

オペレートナビを起動したまま Windowsシャットダウンや再起動を行う場合は、必ずこのキーボードから行なってください。

システムキーボード (モダンUIのみ)

Windows10では、従来のオペレートナビのキーボードが前面に表示されない場合や表示されてい ても操作ができない場合があります。オペレートナビTT3では、そのような状況を回避するための 「モダンキーボード」が用意されています。オペレートナビのキーボードが前面に表示されないこと を検知すると自動的に「モダンキーボード」が表示されます。

この「モダンキーボード」は、従来のオペレートナビのキーボードが前面に表示されない状況を回 避すための最低限の操作ができます。文字入力や、音声読み上げ等の機能はありません。下記 の通り制限事項がありますのでご利用の際はご注意ください。

モダンキーボード

[モダン] オペレートナ	Ľ			
<u>(</u>	 No. 	\sim	 No. 	マウス中央へ
Tab	S+Tab	Enter	ESC	BS
\rightarrow	\downarrow	\leftarrow	\uparrow	Арр
(はい(Y)	いいえ(N)	詳細(D)	Alt+Tab	Alt+Esc
デスクトッフ°	アクションセンター	管理灯1-	<u> </u>	スタート

キートップ	操作内容		
0	マウスポインタ移動		
N	マウス左クリック		
	マウスダ左ダブルクリック		
	マウスダ右クリック		
マウス中央へ移動	マウス位置を中央に移動		
Tab	Tabの入力(項目移動)		
S+Tab	Shift+Tabの入力(項目移動)		
Enter	Enterの入力(決定)		
ESC	ESCの入力(キャンセル)		
BS	BackSpaceの入力(前の画面)		
\rightarrow	左矢印の入力(項目移動)		
\downarrow	下矢印の入力(項目移動)		

←	左矢印の入力(項目移動)
1	上矢印の入力(項目移動)
はい(Y)	Alt+Y(はいボタンの選択)
いいえ(N)	Alt+N(いいえボタンの選択)
詳細(D)	Alt+D(詳細ボタンの選択)
Alt+Tab	Alt+Tabの入力(アクティブウィンドウの切替)
Alt+Tab	Alt+Tabの入力(アクティブウィンドウの切替)
デスクトップ	Windows+D(デスクトップの表示)
アクションセンター	Windows+A(アクションセンターの表示)
管理メニュー	Windows+X(管理メニューの表示)
タスクビュー	Windows+Tab(タスクビューの表示)
スタート	Windows(スタート画面の表示)

(メモ)

- ・[マウスポインタ移動]において、マウス方向インジケーターの形状は"▲"でなく、時計の秒 針のような黄色の直線になります。
- このキーボード画面には "閉じるボタン"はありません。オペレートナビの終了はデスクトップUIに切り替えて行なってください。

ご注意 モダン・ユーザーインターフェース(UI)での制限事項

Windows10では、従来のオペレートナビのキーボードが前面に表示されない場合や表示されてい ても操作ができない場合があります。オペレートナビTT3では、そのような状況を回避するための 「モダンキーボード」が用意されています。オペレートナビのキーボードが前面に表示されないこと を検知すると自動的に「モダンキーボード」が表示されます。

この「モダンキーボード」は、従来のオペレートナビのキーボードが前面に表示されない状況を回 避すための最低限の操作ができます。文字入力や、音声読み上げ等の機能はありません。下記 の通り制限事項がありますのでご利用の際はご注意ください。

オペレートナビ機能(デスクトップUI 時)	制限事項(モダンキーボード時)
オンスクリーンキーボード	

	・キーボードは1種類のみとなります				
	[モダン] オペレートナ で Tab → (よい(Y)) デスクトップ	ピ S+Tab ↓ いいえ(N) アクションセンター	È Enter ← 詳細(D) / 管理灯₁-	रि ESC ↑ Alt+Tab १२७८°1-	ウス中央へ BS App Nt+Esc スタート
	マウス移動	左クリック	左ダブルク リック	右クリック	マウス位置中央
	Tab	Shift+Tab	Enter	ESC	BS
	右矢印	下矢印	左矢印	上矢印	Application キー
	(\$\$\(Y)	いいえ(N)	詳細(D)	Alt+Tab	Alt+ESC
	デスクトップ	アクションセン ター	管理メニュー	タスクビュー	スタート
	・モダンキー 「左上」の。 ・モダンキー はできませ	ーボードの剥 どちらかに ーボードの きん。	長示位置は 自動での碁 変更やユー	は画面の「右 長示されます -ザーキー7	ョ上」または す。 ドードの利用
 オンスクリーンキーボード(システム系) オペナビメニュー キーボード切り替え(KB切替) アプリケーション起動(AP起動) アプリケーション切り替え(AP切 替) カレントウィンドウ操作 オペナビウィンドウ操作 機能切替 設定変更 Windows終了 	・ご利用にな	なれません			
スイッチ操作	・ "オペナビ プ" など、 マンド)実行	メニューを キーボード テはご利用	開く"や" スキャン操 になれませ	マウスポイ: 陰作に関係 さん	ンタのジャン ない機能(コ
画面スキャン (※マウスエミュレーション機能の一つ)	・ご利用にな	なれません			
テンキー入力	・キーボート 択実行) ・マウスエミ	×操作モート 6](右カーソ □□レータモー	ドの (4)(左 (ル移動) キ ードはご利	カーソル移 テーのみと7 」用になれる	3動) 5 (選 なります ません
インジケーター表示	・インジケー	ターの位置	置は画面右	「下(固定)と	なります

	 "オペナビメニューを開く"や "マウスポインタのジャン プ" など、キーボードスキャン操作に関係ない機能(コ マンド)も表示されますが、実際に動作はしません
音声読み上げ(音声出力/字幕表 示)	・ご利用になれません
フォーカス強調	・ご利用になれません
スキャン操作効果音	 ・キースキャン移動時や選択時の音を"録音ファイル/合成音声"と設定されている場合は、モダンUIでは"効果音"出力になります ・キースキャン選択時の"効果音"は、デスクトップUI時と音が異なります
マウスポインタ	・マウス方向インジケーターの形状は"▲"でなく、時計 の秒針のような直線になります
語句補完	・ご利用になれません
AP起動(アプリケーション起動)	・Windowsストアアプリの登録はできません

(ご注意)

- ・モダンUI時のスキャン速度やマウス移動速度、効果音音量などは、デスクトップUI時の設定 値をそのまま使用します。モダンUI時のみのスキャン速度などの変更はできません。
- ・画面スキャンのみ(["]キーボードスキャンを利用する["]がオフ)の設定であっても、モダンUIで はキーボードスキャンとなります。
- ・デスクトップUIからモダンUIに切り替えた直後は、スキャン動作音などがしばらく続くことがあります。その場合は、動作が止まるまで操作をしないでお待ちください。
- ・デスクトップUIのフォーカス強調機能がモダンUIでも動作することがありますが、操作には影響ありません。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 第1.0版 2014年 8月 第3.0版 2016年 3月 © 2014-2016 テクノツール株式会社